


# 国際標準化を目指して 1型糖尿病の体外診断用医薬品 抗GAD抗体の測定方法が 変わりました。

旧測定試薬  
(RIA法)  
GADAb  
「コスミック」



新測定試薬  
(ELISA法)  
GADAb ELISA  
「コスミック」

GADAb ELISA「コスミック」は、  
国際的に広く使用されているNIBSCの国際標準単位 (IU)  
に準拠していますので従来のように**国際単位への換算が  
不要になり、海外データとの比較が容易になります。**

項目	GADAb「コスミック」	GADAb ELISA「コスミック」
測定方法	RIA法	ELISA法
基準値*	1.5 U/mL未満	5.0 U/mL未満
NIBSC97/550への換算	測定値×19.2	換算の必要なし

※基準値は施設ごとに設定してください。

 **コスミック コーポレーション**

〒112-0002東京都文京区小石川2-7-3

電話：03-5802-5971

メール：cc@cosmic-jpn.co.jp

Webで検索

コスミック GAD抗体 切替

検索